



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Reax 2 inkl. Universaladapter -- EU-Kabel

1.668,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Überkopfschüttler mit Schnellspanntechnik für 2 Gefäße für unterschiedliche Anwendungen und ein Belastungsgewicht von 1 kg Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 100 U/min individuell und stufenlos einstellen Ein Universaladapter für die Verwendung verschlossener Gefäße mit 50 – 160 mm Höhe ist für Sie im Lieferumfang enthalten Wählen Sie den optionalen Adapter zum Mischen von bis zu 20 Reagenzgläsern gleichzeitig als Zubehör

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1740
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524130020
EAN	4058072778903
Bruttogewicht	9.22
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	6.76000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.50000 m
Verpackungshöhe	0.28000 m
Verpackungstiefe	0.66000 m
Verpackungsvolumen	0.09200000 ccm
Zolltarifnummer	84798200

