




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Silikon 2-Stopper-Schlauch, ID: 0,9mm - SWS: 0,9mm

59,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

2-Stopper-Schlauch (40 cm) für Cassette small Anwendung: Platinveredelter Silikonschlauch für den Einsatz in der Pharmazie & Biologie Eigenschaften: Extrem glatte Innenoberfläche verhindert ein mögliches Bakterienwachstum Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption Beste Durchflusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität Absolut inert, weichmacherfrei Material: Polydimethylsiloxan mit Kieselerde- und Silikonzusätzen; ausgezeichnete Anpressdruckbeständigkeit; durchscheinend weiß Entspricht den Normen: USP Klasse VI, GLP und NSF Temperaturbereich: -80 bis +200 °C Sterilisation: Autoklavierbar 30 min bei 1 bar oder mit Strahlung sterilisierbar Einschränkung: Ungeeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit Anwendung bei: Säuren: bedingt Laugen: bedingt Lösungsmittel: nicht geeignet Druck: befriedigend Vakuum: gut Viskosen Medien: befriedigend Sterile Medien: ausgezeichnet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1656
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072778194
Bruttogewicht	0.025
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.02500 kg
Ursprungsland	USA
Zolltarifnummer	39173200

