



## Heidolph Temperaturfühler Pt1000 (glasummantelt)

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Für die Messung und Regulierung der Mediumstemperatur. Anschlussmöglichkeit bei den Modellen: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ und Hei-Connect

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1444
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	514196792
EAN	4058072776398
Bruttogewicht	0.2
Nettogewicht	0.20000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.03000 m
Verpackungstiefe	0.40000 m
Verpackungsvolumen	0.00200000 ccm
Zolltarifnummer	85332100

