



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Tygon® Nahrungsmittel Schlauch, ID: 4,8mm - SWS: 1,6mm

32,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)
Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, ideal geeignet für stark fetthaltige Produkte Eigenschaften: Extrem chemikalienbeständig, z. B. für den Einsatz polarer Lösungsmittel geeignet Enthält keine Weichmacher und Öle Besonders lange Lebensdauer Transparenter Schlauch für eine verbesserte Sichtprüfung Extrem biegsam Material: Thermoplastik Entspricht den Normen: USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP Temperaturbereich: -78 bis +71 °C Sterilisation: Autoklavierbar 30 min bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar Anwendung bei: Säuren: sehr gut Laugen: sehr gut Lösungsmittel: gut Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: gut Sterile Medien: gut

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1710
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072778620
Bruttogewicht	0.05
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.05000 kg
Ursprungsland	USA
Zolltarifnummer	39173200

