



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Tygon® standard Verlängerungsschlauch, ID: 0,5mm - SWS: 0,9mm

9,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verlängerungsschlauch für Cassette small Anwendung: Allgemeine Anwendungen im Labor Eigenschaften: Nicht toxisch, nicht oxidierend Gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und anorganischen Medien Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, hohe Lebensdauer Material: Thermoplastisches Weich-PVC, transparent Entspricht den Normen: FDA (21 CFR 177.2601) und GLP Temperaturbereich: -50 bis +75 °C Sterilisation: Autoklavierbar bei 120 °C, 1 bar bei 30 min (nimmt eine milchige Färbung an) oder mit Ethylenoxid Einschränkung: Loslösen der Weichmacher möglich Anwendung bei: Säuren: gut Laugen: gut Lösungsmittel: nicht geeignet Druck: gut Vakuum: gut Viskosen Medien: ausgezeichnet Sterile Medien: bedingt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1690
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072778446
Bruttogewicht	0.004
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00400 kg
Ursprungsland	USA
Zolltarifnummer	39173200

