



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**KERN Stativ zum Hochsetzen des
Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 600 mm, für
Modelle mit Wägeplattengröße B×T×H
503×403×128 und 648×502×52 mm, nicht
nachrüstbar**

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts
- nicht nachrüstbar
- Stativhöhe ca. 600 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | KP-4537 |
| Hersteller (Marke) | KERN |
| EAN | 4058072123680 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Hersteller | KERN |

