











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



KERN Plattform Stahl, lackiert 500x400x125 mm: Max 30 kg: 60 kg: e=10 g: 20 g:...

Preis auf Anfrage zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

- Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert, extrem biegesteif, Unterbau im Tragflächen-Design ohne Schweißnähte
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KP-4667
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072142681
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Material	Stahl lackiert
steril	Nein
Breite	400 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	400 mm
Hersteller	KERN
steril Breite Höhe Tiefe	Nein 400 mm 125 mm 400 mm

