



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**KERN Haken mit Sicherheitsverschluss,
Stahlguss verzinkt und lackiert, mit
Schraubbolzen, nicht drehbar, passend für
Modelle mit [Max] \geq 5 t**

**489,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss verzinkt und lackiert, mit Schraubbolzen, nicht drehbar, passend für Modelle mit
- ≥ 5 t

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5603
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072123796
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Waagen
Hersteller	KERN

