

neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143 450 657



KERN Wägezelle 100 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
- Rostfreier Stahl
- Anwendungsgebiet: Massen- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Checkweighing
- Maximale Plattformgröße 10−50: 400×400 kg
- Maximale Plattformgröße 100-500 kg: 800×800 mm
- 4-Leiter-Anschluss (10-50 kg
- 6-Leiter-Anschluss (100-500 kg)
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KP-2601
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072131180
Hersteller	KERN

