



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Spitzklammer-Aufsatz für Zug- und Reißtests bis 500 N (z. B. für Kabeltests), 2 Stück

Preis auf
Anfrage

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- für Zug- und Reißtests bis zu 500 N (z. B. Kabeltests)
- 2 Stück
- Beachten Sie bei der Einzelbestellung von Klemmen: Klemmen können Adapterstücke zur Anbringung benötigen. Bitte lassen Sie uns wissen, mit welchen Geräten die Klemme verwendet werden soll. So können wir die passenden Adapterstücke mitliefern

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1585
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072128272
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN

