



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Edelstahl-Kugelkopf für Druck- und Bruchtests bis 5 kN (z. B. Schaumstoff, Glas), 2 Stück

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- für Druck- und Bruchtests bis zu 5 kN (z. B. Schaumstoff, Glas)
- 2 Stück
- Beachten Sie bei der Einzelbestellung von Klemmen: Klemmen können Adapterstücke zur Anbringung benötigen. Bitte lassen Sie uns wissen, mit welchen Geräten die Klemme verwendet werden soll. So können wir die passenden Adapterstücke mitliefern

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-1584
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072128265
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN

