



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**KERN Prüfblock Typ D/DC, Genauigkeit ≥ 4 HL,
 $\varnothing 90$ mm (± 1 mm), Nettogewicht ca. 2,7 kg,
Härtebereich 530 ± 40 HL**

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- Genauigkeit ≥ 4 HL
- \varnothing 90 mm (1 mm)
- Nettogewicht ca. 2,7 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-3128
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072133115
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN

