



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Schleppzeiger 285,

45,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

- Der Schleppzeiger besteht aus einem Kunststoffring mit gut gleitender Teflon-Schicht und lässt sich dadurch leicht über das Skalenrohr stülpen
- **Anwendung:** Den Schleppzeiger vor der Messung zum Nullpunkt schieben. Bei Belastung der Waage wandert der Schleppzeiger mit und bleibt bei der Maximalkraft pro Messvorgang stehen
- Geeignet für Zerreißtests bis 30 kg/300 N

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-3404
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072134082
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN

