



Macherey & Nagel NANO Aluminium

Artikelbilder



Beschreibung

NANOCOLOR Aluminium Rechteckküvettentest Messbereich: 0,01-1,00 mg/L Al³⁺ Pg. à 250 Bestimmungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6510
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	804691802
EAN	4058072966942
Bruttogewicht	0.616
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.61600 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.16000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.13000 m
Verpackungstiefe	0.11000 m
Verpackungsvolumen	0.00228800 ccm
Zolltarifnummer	38229000

