



Macherey & Nagel NANO Mangan

Artikelbilder



Beschreibung

NANOCOLOR Mangan Rechteckküvettentest Messbereich: 0,01-10,0 mg/L Mn Pg. à 250 Bestimmungen __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,200 L ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6534
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	804691860
GHS-Symbols	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
EAN	4058072967208
Bruttogewicht	0.421
H-Sätze	H314. H317. H351
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.42100 kg
P-Sätze	P201. P260sh. P280sh. P303. 361. 353. P305. 351. 338. P310
R-Sätze	R 34-40-43
S-Sätze	S 22-26-36/37/39-45-61
UNNummer	3316
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.16000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.13000 m
Verpackungstiefe	0.11000 m
Verpackungsvolumen	0.00228800 ccm
Zolltarifnummer	38229000
Signalwort	Gefahr

