



Macherey & Nagel NANO Nitrit

Artikelbilder



Beschreibung

NANOCOLOR Nitrit Rechteckküvettentest Messbereich: 0,002-0,30 mg/L NO₂-N 0,005-1,00 mg/L NO₂- Pg. à 250 Bestimmungen __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,400 L ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6538
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	804691867
GHS-Symbols	GHS05 GHS07
EAN	4058072967246
Bruttogewicht	0.5502
H-Sätze	H314. H317
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.55020 kg
P-Sätze	P260sh. P280sh. P303. 361. 353. P305. 351. 338. P310
R-Sätze	R 34
S-Sätze	S 23-26-45
UNNummer	3316
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.16000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.13000 m
Verpackungstiefe	0.11000 m
Verpackungsvolumen	0.00228800 ccm
Zolltarifnummer	38229000
Signalwort	Gefahr

