



## Macherey & Nagel Nanocontrol Nitrit

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

NANOCONTROL Standard Nitrit 2x30 mL Standardlösung/ 30 mL Additionslösung 100+ ausreichend für 15 Bestimmungen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ML-6738
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	804692568
EAN	4058072969240
Bruttogewicht	0.2033
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.20330 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.12000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.03800 m
Verpackungstiefe	0.10100 m
Verpackungsvolumen	0.00046100 ccm
Zolltarifnummer	38229000

