



## Macherey & Nagel QUANTOFIX Ammonium

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

QUANTOFIX Ammonium Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-10-25-50-100-200- 400 mg/L NH<sub>4</sub><sup>+</sup> Pg. à 100 Bestimmungen inkl. Reagenzien und Reaktionsgefäß \_\_UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,060 L ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6327
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691315
GHS-Symbols	GHS05
EAN	4058072965136
Bruttogewicht	0.23
Hersteller EAN	4046681004124
H-Sätze	H314
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.23000 kg
P-Sätze	P260sh. P280sh. P303. 361. 353. P305. 351. 338. P310
R-Sätze	R 35
S-Sätze	S 26-37/39-45
UNNummer	3316
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.17000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.04800 m
Verpackungstiefe	0.12500 m
Verpackungsvolumen	0.00102000 ccm
Zolltarifnummer	38229000
Signalwort	Gefahr

