



Macherey & Nagel QUANTOFIX Carbonathärte

Artikelbilder



Beschreibung

QUANTOFIX Carbonathärte Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-3-6-10-15-20 °d Pg. à 100 Bestimmungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6335
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691323
EAN	4058072965211
Bruttogewicht	0.037
Hersteller EAN	4046681004049
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.03700 kg
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.04300 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.04300 m
Verpackungstiefe	0.12300 m
Verpackungsvolumen	0.00022700 ccm
Zolltarifnummer	38229000

