



## Macherey & Nagel QUANTOFIX Kupfer

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

QUANTOFIX Kupfer Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-10-30-100-300 mg/L Cu<sup>+</sup>/2+ Pg. à 100 Bestimmungen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6317
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691304
EAN	4058072965051
Bruttogewicht	0.0433
Hersteller EAN	4046681004629
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.04330 kg
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.04000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.04000 m
Verpackungsvolumen	0.00019200 ccm
Zolltarifnummer	38229000

