



## Macherey & Nagel QUANTOFIX Molybdän

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

QUANTOFIX Molybdän Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-5-20-50-100-250 mg/L Mo<sup>6+</sup> Pg. à 100 Bestimmungen inkl. Reagenzien und Reaktionsgefäß \_\_UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,040 kg ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg CAO 960 10 Kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6337
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691325
EAN	4058072965235
Bruttogewicht	0.1816
Hersteller EAN	4046681004025
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.18160 kg
S-Sätze	S 22-26
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.14800 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.04000 m
Verpackungstiefe	0.12200 m
Verpackungsvolumen	0.00072200 ccm
Zolltarifnummer	38229000

