



Macherey & Nagel QUANTOFIX Nitrat/Nitrit

Artikelbilder



Beschreibung

QUANTOFIX Nitrat/Nitrit Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO₃⁻ 0-1-5-10-20-40-80 mg/L NO₂⁻ Pg.
à 100 Bestimmungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6325
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691313
EAN	4058072180904
Bruttogewicht	0.0442
Hersteller EAN	4046681004704
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.04420 kg
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.04000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.04000 m
Verpackungsvolumen	0.00019200 ccm
Zolltarifnummer	38229000

