



Macherey & Nagel QUANTOFIX Nitrit

Artikelbilder



Beschreibung

QUANTOFIX Nitrit Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-1-5-10-20-40-80 mg/NO₂- Pg. à 100 Bestimmungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6323
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691311
EAN	4058072164263
Bruttogewicht	0.0443
Hersteller EAN	4046681002632
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.04430 kg
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.04000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.04000 m
Verpackungsvolumen	0.00019200 ccm
Zolltarifnummer	38229000

