



Macherey & Nagel QUANTOFIX Nitrit/pH

Artikelbilder



Beschreibung

QUANTOFIX Nitrit/pH Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-1-5-10-20-40-80 mg/L NO₂- pH 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,6 Pg. à 100 Bestimmungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6349
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	104691338
EAN	4058072178468
Bruttogewicht	0.035
Hersteller EAN	4046681003905
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.03500 kg
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.04300 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.04000 m
Verpackungstiefe	0.12300 m
Verpackungsvolumen	0.00021200 ccm
Zolltarifnummer	38229000

