




Macherey & Nagel QUANTOFIX Phosphat

Artikelbilder



Beschreibung

QUANTOFIX Phosphat Teststäbchen 6 x 95 mm Messbereich: 0-3-10-25-50-100 mg/L PO₄³⁻ Pg. à 100 Bestimmungen inkl.
Reagenzien und Reaktionsgefäß __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,030 L ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251: LQ PAX 960 10 Kg
CAO 960 10 Kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6332
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244691320
GHS-Symbols	GHS05 GHS07
EAN	4058072965181
Bruttogewicht	0.211
Hersteller EAN	4046681004070
H-Sätze	H314
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.21100 kg
P-Sätze	P260sh. P280sh. P303. 361. 353. P305. 351. 338. P310
R-Sätze	R 35
S-Sätze	S 22-23-26-45
UNNummer	3316
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.17000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.04800 m
Verpackungstiefe	0.12500 m
Verpackungsvolumen	0.00102000 ccm
Zolltarifnummer	38229000
Signalwort	Gefahr

