



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Macherey & Nagel SR N11-L, tr, Sil w/PTFE bl (+) 55°, 1,0

33,80 € Ab

26,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

N 11 PE Schnappringkappe, transparent, Loch Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt Härte: 55° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-1587
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
EAN	4058072918309
Hersteller EAN	4046681089145
Bruttogewicht	0.031
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.03100 kg
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.10000 m
Verpackungshöhe	0.00500 m
Verpackungstiefe	0.20000 m
Verpackungsvolumen	0.00010000 ccm
Zolltarifnummer	39235090

