



Macherey & Nagel rDNase Set

Artikelbilder

Beschreibung

rDNase Set Recombinant DNase and rDNase Reaction Buffer, For RNA minipreparations with NucleoSpin kits kein Gefahrgut nach Transportvorschriften

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-4498
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
EAN	4058072946760
Bruttogewicht	0.1046
H-Sätze	H334
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.10460 kg
P-Sätze	P261sh. P342. 311
R-Sätze	R 42/43
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.15000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.08500 m
Verpackungstiefe	0.11000 m
Verpackungsvolumen	0.00140300 ccm
Zolltarifnummer	38229000

