



Manitowoc Speicher D-320

Artikelbilder



Beschreibung

Speicher passend zum modularen Flockeneisbereiter RFP 0320A & RFP 0620A; zur optimalen Auslastung der benötigten Eiskapazitäten Gehäuse: DuraTech-Beschichtung/ Kapazität: 95kg Höhenverstellbare Füße Gewicht: 34kg Abmessungen B x T x H: 559 x 864 x 965mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TW-0003
Hersteller (Marke)	Manitowoc
VGKL Nummer	101702320
EAN	4058072972844
Farbe	silber
Material	Kunststoff (unspezifiziert)
Breite	559 mm
Höhe	965 mm
Tiefe	864 mm

