



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Manitowoc Speicher D-420

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Speicher passend zum modularen Flockeneisbereiter RFP 0320A & RFP 0620A; zur optimalen Auslastung der benötigten Eiskapazitäten Gehäuse: DuraTech-Beschichtung/ Kapazität: 141kg Höhenverstellbare FüÙe Gewicht: 49kg Abmessungen B x T x H: 559 x 864 x 1270mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | TW-0004 |
| Hersteller (Marke) | Manitowoc |
| VGKL Nummer | 101702420 |
| EAN | 4058072972851 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | silber |
| Material | Kunststoff (unspezifiziert) |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Tiefe | 864 mm |

