



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Manitowoc Speicher D-570

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Speicher passend zum modularen Flockeneisbereiter RFP 1300 zur optimalen Auslastung der benötigten Eiskapazitäten
Gehäuse: DuraTech-Beschichtung/ Kapazität: 195 kg Höhenverstellbare FüÙe Gewicht: 52 kg Abmessungen B x T x H:
762 x 864 x 1270mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TW-0005
Hersteller (Marke)	Manitowoc
EAN	4058072972868
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Kunststoff (unspezifiziert)
Breite	762 mm
Höhe	1270 mm
Tiefe	864 mm

