



Manitowoc Speicher D-970

Artikelbilder



Beschreibung

Speicher passend zum modularen Flockeneisbereiter RFP 1300* * mit Adapter K-00470 zur optimalen Auslastung der benötigten Eiskapazitäten Gehäuse: DuraTech-Beschichtung/ Kapazität: 322 kg Höhenverstellbare FüÙe Gewicht: 68 kg Abmessungen B x T x H: 1.219 x 864 x 1270mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TW-0006
Hersteller (Marke)	Manitowoc
EAN	4058072972875
Farbe	silber
Material	Kunststoff (unspezifiziert)
Breite	1219 mm
Höhe	1270 mm
Tiefe	864 mm

