



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Manitowoc Speicher D-970

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Speicher passend zum modularen Flockeneisbereiter RFP 1300\* \* mit Adapter K-00470 zur optimalen Auslastung der benötigten Eiskapazitäten Gehäuse: DuraTech-Beschichtung/ Kapazität: 322 kg Höhenverstellbare Füße Gewicht: 68 kg Abmessungen B x T x H: 1.219 x 864 x 1270mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TW-0006
Hersteller (Marke)	Manitowoc
EAN	4058072972875
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Kunststoff (unspezifiziert)
Breite	1219 mm
Höhe	1270 mm
Tiefe	864 mm

