



Miele A 843/3 Injektordüse

Artikelbilder

Beschreibung

A 843/3 Injektordüse, Komponenten zur Beladung für Laborspüler PG 85x3

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WA-0483
Hersteller (Marke)	Miele
EAN	4066292401792
Bruttogewicht	0.574
Nettogewicht	0.44000 kg
Ursprungsland	Österreich
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.14000 m
Verpackungstiefe	0.26000 m
Zolltarifnummer	84229090

