



# Miele A 845/2 Injektordüse

## Artikelbilder

## Beschreibung

A 845/2 Injektordüse, Komponenten zur Beladung für Laborspüler PG 85x3

## Zusätzliche Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr.           | WA-0488       |
| Hersteller (Marke) | Miele         |
| EAN                | 4066292401846 |
| Bruttogewicht      | 0.236         |
| Nettogewicht       | 0.12000 kg    |
| Ursprungsland      | Österreich    |
| Verpackungsbreite  | 0.13000 m     |
| Verpackungshöhe    | 0.10700 m     |
| Verpackungstiefe   | 0.19500 m     |
| Zolltarifnummer    | 84229090      |

