



Miele A 845/3 Injektordüse

Artikelbilder

Beschreibung

A 845/3 Injektordüse, Komponenten zur Beladung für Laborspüler PG 85x3

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WA-0489
Hersteller (Marke)	Miele
EAN	4066292401853
Bruttogewicht	0.405
Nettogewicht	0.24000 kg
Ursprungsland	Österreich
Verpackungsbreite	0.19000 m
Verpackungshöhe	0.14000 m
Verpackungstiefe	0.29500 m
Zolltarifnummer	84229090

