



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Schraubregler zur Volumeneinstellung für Calibrex™ organo 525 Dispenser, gelb

14,04 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubknopf zum Einstellen des Volumens

Als alternativer Einstellknopf zum vormontierten Schiebregler, je nach Anwendervorliebe.
Der vormontierte Schiebregler kann gegen einen Schraubregler ausgetauscht werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0251
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7630
EAN	4058072367695
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
geeignet für	Socorex Dispenser
Hersteller	Socorex

