



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Set für erhöhte Kolbendichtung (Kolben + Zylinder), für 5 ml DosystTM Selbstfüller-Spritzen

47,63 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Set für erhöhte Kolbendichtung

Ein spezieller Glaszylinder und Kolben mit X-Ring erhöhen die Spritzendichtigkeit falls der Anwendungsbereich es benötigt (z.B. Filtrationen, Ansaugen etc.).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0300
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7701
EAN	4058072368173
Transporttemperatur	Raumtemperatur
steril	Nein
geeignet für	Socorex Selbstfüllerspritzen
Hersteller	Socorex

