



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ersatz-Kapillarröhrchen für Socorex Acura® 846 Direktverdrängungs-Mikropipetten 1 - 5 µL, 1xweiss

69,99 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ersatz Glaskapillaren für Socorex Direktverdrängungs-Mikropipette Acura®capillar 846

Die Kapillaren besitzen eine Farbkodierung, welche mit der entsprechenden Mikropipette übereinstimmt. Geliefert in einer praktischen Schachtel mit Deckel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0137
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7404
EAN	4058072366674
Transporttemperatur	Raumtemperatur
steril	Nein
Länge	100 mm
geeignet für	Socorex Pipetten
Hersteller	Socorex

