



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Ersatz-Kapillarröhrchen für Socorex Acura® 846 Direktverdrängungs-Mikropipetten 100 - 200 µL, rot

**75,19 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Ersatz Glaskapillaren für Socorex Direktverdrängungs-Mikropipette Acura®capillar 846

Die Kapillaren besitzen eine Farbkodierung, welche mit der entsprechenden Mikropipette übereinstimmt. Geliefert in einer praktischen Schachtel mit Deckel.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0141
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7408
EAN	4058072366711
Transporttemperatur	Raumtemperatur
steril	Nein
Länge	100 mm
geeignet für	Socorex Pipetten
Hersteller	Socorex

