



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Socorex Ersatz-Kolben und Glaskapillare für
Socorex Acura® 846 Direktverdrängungs-
Mikropipetten 1 - 5 µL, 1x weiss**

**24,23 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ersatzkolben mit Glaskapillaren

Ersatzkolben mit passendem Glaskapillar für Acura® 846 Direktverdrängungs-Mikropipette.
Jeder Kolben wird mit einem Glaskapillar geliefert.

Die Kapillaren und Kolben besitzen eine Farbkodierung, welche mit der entsprechenden Mikropipette übereinstimmt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0142
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7409
EAN	4058072366728
Transporttemperatur	Raumtemperatur
steril	Nein
geeignet für	Socorex Pipetten
Hersteller	Socorex

