



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex® Volumeneinheit für Acura® electro reduzierte Schaftlänge, 2µl, nur blaue 926

**78,31 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Socorex Volumeneinheiten für Einkanal Mikroliterpipetten Acura® electro 926XS Reduzierte Schaftlänge

Das Kontroll-Element der elektronischen Socorex Pipetten passt auf eine Auswahl von 27 unterschiedlichen, separat erhältlichen Volumeneinheiten.

Dieses erweitert den Arbeitsbereich und macht elektronisches Pipettieren für alle Budgets zugänglich.

Kalibrierungsspezifikationen zusätzlicher Einheiten – gemäss Fabrik-Kontrollzertifikat oder durch den Pipetten Inhaber – bleiben im Mikroprozessor gespeichert.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0052
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7248
EAN	4058072366032
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	2 µl
Volumen MIN	0.1 µl
steril	Nein
geeignet für	Socorex Pipetten
Anzahl Kanäle	1
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura® electro XS 926
Hersteller	Socorex

