



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex® Volumeneinheit für Acura® electro reduzierte Schaftlänge, 10µl gelb, nur blaue 926

63,86 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Socorex Volumeneinheiten für Einkanal Mikroliterpipetten Acura® electro 926XS Reduzierte Schaftlänge

Das Kontroll-Element der elektronischen Socorex Pipetten passt auf eine Auswahl von 27 unterschiedlichen, separat erhältlichen Volumeneinheiten.

Dieses erweitert den Arbeitsbereich und macht elektronisches Pipettieren für alle Budgets zugänglich.

Kalibrierungsspezifikationen zusätzlicher Einheiten – gemäss Fabrik-Kontrollzertifikat oder durch den Pipetten Inhaber – bleiben im Mikroprozessor gespeichert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0056
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7252
EAN	4058072366070
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
geeignet für	Socorex Pipetten
Anzahl Kanäle	1
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura® electro XS 926
Hersteller	Socorex

