



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex® Volumeneinheit für Acura® electro Standard Länge, 10µl gelb, nur blaue 926

**63,86 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Socorex Volumeneinheiten für Einkanal Mikroliterpipetten Acura® electro 926XS Reguläre Schaftlänge

Das Kontroll-Element der elektronischen Socorex Pipetten passt auf eine Auswahl von 27 unterschiedlichen, separat erhältlichen Volumeneinheiten.

Dieses erweitert den Arbeitsbereich und macht elektronisches Pipettieren für alle Budgets zugänglich.

Kalibrierungsspezifikationen zusätzlicher Einheiten – gemäss Fabrik-Kontrollzertifikat oder durch den Pipetten Inhaber – bleiben im Mikroprozessor gespeichert.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0057
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7253
EAN	4058072366087
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
geeignet für	Socorex Pipetten
Anzahl Kanäle	1
Hersteller	Socorex
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura® electro XS 926

