



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Ersatzgummis für 50 ml Röhrchen

2,51 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ersatz Gummihalter für die Racks des Sunlab Diggi Mixer (D-8801).

Passend für 50 ml Röhrchen.

Durch den Einsatz der Gummiringe können die Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen in verschiedenen Größen besser im Rack fixiert werden.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | D-8821 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072158132 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Gummi |
| steril | Nein |
| geeignet für | Reagenzgläser/ Röhrchen |
| Hersteller | Sunlab |

