



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## neoLab® Ersatzgummis für 1.5 ml Röhrchen

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ersatz Gummihalter für die Racks des Sunlab Diggi Mixer (D-8801).

Passend für 1,5 ml.

Durch den Einsatz der Gummiringe können die Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen in verschiedenen Größen besser im Rack fixiert werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8822
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156930
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
steril	Nein
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhrchen
Hersteller	Sunlab

