



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Haltering für Sunlab Reaktionsblock Segment, Kapazität 4 Segmente

131,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Haltering für die Sunlab Reaktionsblock Segmente sorgt für einen sicheren Halt auf der Heizplatte des Magnetrührers. Durch den Haltering können maximal 4 Segmente befestigt werden.
Passend für Sunlab-Magnetrührer D-8150 und neoMag D-6010

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8307
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072159566
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Aluminium
steril	Nein
Form	ringförmig, geschlossen
geeignet für	Magnetrührer
Hersteller	Sunlab

