



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Ersatz-Pipettenhaltergehäuse für Silikonadapter für SU1700 Farbe: orange

**20,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ersatz-Pipettenhaltergehäuse aus Kunststoff Farbe: orange

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8716
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072088392
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	orange
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
steril	Nein
geeignet für	Pipettierhelfer
Hersteller	Sunlab

