



## Systemc Heißwasserberieselung und Spühkühlung

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Einrichtung und Programm für Sterilisation mit Heißwasserberieselung und Sprühkühlung. Zur Sterilisation von Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen, Kunststoffflaschen, Beuteln, Dosen Blister- oder Lebensmittelverpackungen etc.; Für Modellreihe: VX/DE/DX/DE

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SX-0120
Hersteller (Marke)	Systemc
EAN	4066292307384

