
Deutschland



# Systec Vakuumeinrichtung

## **Artikelbilder**

neoLab



# **Beschreibung**

### Vakuumeinrichtung

für Standautoklaven der VX-/DX-Serie.

Für die Sterilisation von porösen Materialien und sterilen Verpackungen, und für eine Nachtrocknung des Sterilisiergutes.

## **Zusätzliche Informationen**

ArtNr.	SX-0345
Hersteller (Marke)	Systec
alte neoLab ArtikelNr.	7-0330
EAN	4066292308800

