



Testo 150 - DIN2 Datenlogger

Artikelbilder

Beschreibung

testo 150 - DIN2 Datenlogger

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0911
Hersteller (Marke)	Testo
EAN	4066292356849
Bruttogewicht	0.502
Hersteller EAN	4029547023118
Ursprungsland	China
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.04800 m
Verpackungstiefe	0.13500 m
Zolltarifnummer	90251900900

